

汎用注射筒

シジエムシリンジ(針なし)

サイズ・形状
使用方法

一般医療機器



添付文書の一部から抜粋しております。「使用上の注意」をよく読んでからご使用下さい。

再使用禁止・再滅菌禁止


【使用目的又は効果】

本製品は、主に注射や採血などの医療行為に使用される器具です。

こちらの2次元コードより
製品の添付文書を
確認いただけます。

サイズ・形状

3サイズ



1ml

10ml

20ml

液体が均等に抽出されやすく充噴の際、気泡が入りにくい
スリットタイプ

〈重要な基本的注意〉

- ・併用する医療機器および医薬品の添付文書を確認してから使用してください。
- ・使用中は本製品の破損、接続部の緩み、薬液漏れなどを定期的に確認してください。
- ・接液部の汚染を避けてください。
- ・シリンジポンプへの適用は確認していません。シリンジポンプに使用する場合は、必ずポンプメーカーに適用可否を確認してください。
- ・使用後は医療機器廃棄物として適切に処理してください。

〈使用方法〉注射器を無菌状態を取り出してください。

併用する医療機器および医薬品の添付文書を確認してから使用してください。